


## Coiled Tenckhoff – PD kateter Vuxen



Produktnamn	Coiled Tenckhoff
Benämning	PD kateter Vuxen
Beställningsnummer	501 977 1

Beskrivning	Vuxen, 2 fasta kuffar, Coiled Tenckhoff, 62,5 cm. Katetern innehåller en röntgentät bariumsulfidinläggning för att kunna lokalisera kateterns läge vid röntgenundersökning. Varje förpackning innehåller en kateter, Luer-Lock kateteradapter med förslutningshylsa (art nr 284 267 1) och skruvhjälpmedel.
Material	Sprutsprängd silikon
Total längd	625 mm
Diameter	Ext. 4,9 mm/ Int. 2,6 mm
Innervolym	3,3 ml
Sterilisering	ETO
Hållbarhet	5 år
Förpackningsmaterial	Papper och plast, dubbelförpackning
Förpackningsstorlek	1 st.
Tillverkningsland	Tyskland