



Ledare för kateterimplantation



∅ 5 mm ±0,1



∅ 2 mm ±0,1

Produktnamn	1. Ledare för kateterimplantation - Bogie
Produktnamn	2. Ledare för kateterimplantation – med flexibelt stopp
Beställningsnummer	501 975 1

Beskrivning	Används vid Tenckhoff inläggning. Ej lagervara. Längre leveranstid.
Material	V2A stål
Total längd	1. 300 mm
Total längd	2. 570 mm
Diameter	1. Ext. 5 mm/ Int. 0,1 mm
Diameter	2. Ext. 2 mm/ Int. 0,1 mm
Sterilisering	-
Hållbarhet	5 år
Förpackningsmaterial	Papper och plast, dubbelförpackning
Förpackningsstorlek	1 st.
Tillverkningsland	Tyskland