


Rak Tenckhoff 516 – PD kateter Vuxen



Produktnamn	Rak Tenckhoff 516
Benämning	PD kateter Vuxen
Beställningsnummer	501 965 1
Beskrivning	Vuxen, 2 fasta kuffar, Rak Tenckhoff 516, 36 cm. Katetern innehåller en röntgentät bariumsulfidinläggning för att kunna lokalisera kateterns läge vid röntgenundersökning. Varje förpackning innehåller en kateter, Luer-Lock kateteradapter med förslutningshylsa (art nr 284 267 1) och skruvhjälpmiddel.
Material	Sprängsprutad silikon
Total längd	360 mm
Diameter	Ext. 4,9 mm/ Int. 2,6 mm
Sterilisering	ETO
Hållbarhet	5 år
Förpackningsmaterial	Papper och plast, dubbelförpackning
Förpackningsstorlek	1 st.
Tillverkningsland	Tyskland
	OBS! Beställningsvara, ej returrätt