


Pediatrik Rak Tenckhoff 210



\varnothing_y 4,9 mm $\pm 0,1$

\varnothing_i 2,6 mm $\pm 0,1$

Produktnamn	Pediatrik Rak Tenckhoff 210
Benämning	PD kateter Pediatrik
Beställningsnummer	501 963 1
Beskrivning	Pediatrik, 2 fasta kuffar, Rak Tenckhoff 210, 25 cm. Katetern innehåller en röntgentät bariumsulfidinläggning för att kunna lokalisera kateterns läge vid röntgenundersökning. Varje förpackning innehåller en kateter, Luer-Lock kateteradapter med förslutningshylsa (art nr 284 267 1) och skruvhjälpmedel.
Material	Sprängsprutad silikon
Total längd	250 mm
Diameter	Ext. 4,9 mm/ Int. 2,6 mm
Sterilisering	ETO
Hållbarhet	5 år
Förpackningsmaterial	Papper och plast, dubbelförpackning
Förpackningsstorlek	1 st.
Tillverkningsland	Tyskland
	OBS! Beställningsvara, ej returrätt