


## Pediatrik Rak Tenckhoff 215



$\varnothing_y$  4,9 mm  $\pm 0,1$

$\varnothing_i$  2,6 mm  $\pm 0,1$

Produktnamn	Pediatrik Rak Tenckhoff 215
Benämning	PD kateter Pediatrik
Beställningsnummer	501 961 1
Beskrivning	Pediatrik, 1 fast kuff, Rak Tenckhoff 215, 25 cm. Katetern innehåller en röntgentät bariumsulfidinläggning för att kunna lokalisera kateterens läge vid röntgenundersökning. Varje förpackning innehåller en kateter, Luer-Lock kateteradapter med förslutningshylsa (art nr 284 267 1) och skruvhjälpmedel.
Material	Sprutsprängd silikon
Total längd	250 mm
Diameter	Ext. 4,9 mm/ Int. 2,6 mm
Sterilisering	ETO
Hållbarhet	5 år
Förpackningsmaterial	Papper och plast, dubbelförpackning
Förpackningsstorlek	1 st.
Tillverkningsland	Tyskland
	***OBS! Beställningsvara, ej returrätt***