

PD - Paed Plus



Produktnamn	PD-Paed Plus
Beställningsnummer	F00005052
Beskrivning	<p>PD-Paed Plus är ett behandlingsalternativ vid kronisk och akut njursvikt hos prematura barn, barn upp till 10 kg kroppsvikt och/eller med en fyllnadsvolym på upp till 200 ml. PD-Paed Plus är utrustat med pin-teknologi och har två kopplingar för användning av <i>stay•safe</i>® systemets PD vätskor. Recirkulationsvolym i patientkopplingen uppgår till enbart 2 ml. I setet ingår en tömningspåse som rymmer 5 liter. Barkey Warming System XPT är godkänd och validerad för att användas i kombination med PD-Paed Plus. Setet är enbart avsett för klinisk användning.</p>
Material	<p>Slangar: mjuk polyvinylklorid (PVC) av medicinsk kvalitet. Kopplingar och andra komponenter: PVC, PC, ABS, PP, PBT, PTFE, PHE, silikon, polysopren, HDPE, akryl, PS. PD-Paed Plus är fritt från DEHP och innehåller inte naturligt latex.</p>
Sterilisering	ETO
Hållbarhet	36 månader
Förpackningsmaterial	Plastfilm Steriking®, PE 100 WB och Tyvek: Dupont® Tyvek® 1073B
Förpackningsstorlek	10 st
Tillverkningsland	Italien