


sleep ● safe Set Paed



Produktnamn	sleep ● safe Set Paed
Beställningsnummer	501 739 1
Apotekets varunummer	-

Beskrivning	<p>Slangset för <i>sleep ● safe</i> APD maskin. Setet har en patientslang och en dräneringsslang. Patientkopplingen är kompatibel med <i>stay ● safe</i> kateterförlängning Luer-lock. Dräneringsslangen är kompatibel med <i>sleep ● safe</i> avloppsslang och med <i>sleep ● safe</i> dräneringsset. <i>sleep ● safe</i> Set Paed har samma funktion som <i>sleep ● safe</i> Set Plus och är speciellt anpassat för användning på barn på grund av den låga recirkulationsvolymen (15 ml) och injektionsporten.</p> <p>Produkten är Svanenmärkt</p>
Material	Biofine®
Sterilisering	Ångsteriliserad
Hållbarhet	36 månader
Förpackningsmaterial	Papper och transparent film av polypropylen
Förpackningsstorlek	16 st.
Tillverkningsland	Italien