

Luer-Lock Kateteradapter med förslutningshylsa



Produktnamn	Luer-Lock Kateteradapter med förslutningshylsa
Beställningsnummer	284 267 1
Beskrivning	Luer-Lock Kateteradapter skall sättas fast på den externa delen av PD katetern. Förpackningen innehåller också en skruvsats per enhet. Kateteradaptern byts ut endast vid eventuell skada. Denna vara ingår i alla våra PD kateterförpackningar.
Material	PVDF, Pebax
Sterilisering	ETO
Hållbarhet	36 månader
Förpackningsmaterial	Papper och transparent film av polyamid/polyeten
Förpackningsstorlek	5 st.
Tillverkningsland	Tyskland