

PINjektör



Produktnamn	PINjektör
Beställningsnummer	501 700 1
Beskrivning	PINjektorn kan användas om patienten har behov av att koppla från och till flera gånger per APD behandling med bibehållen säkerhet av PIN-teknologin. PINjektorn kan också användas till PD-Paed Plus systemet.
Material	Polypropylen, Elastosil silikongummi
Sterilisering	ETO
Hållbarhet	36 månader
Förpackningsmaterial	Papper och PA/PE film
Förpackningsstorlek	10 st.
Tillverkningsland	Italien