


sleep ● safe Set Plus



Produktnamn	sleep ● safe Set Plus
Beställningsnummer	501 693 1
Apotekets varunummer	202 518

Beskrivning	Slangset för <i>sleep ● safe</i> APD maskin. Setet har en patientslang och en dräneringsslang. Patientkopplingen är kompatibel med <i>stay ● safe</i> kateterförlängning Luer-lock. Dräneringsslangen är kompatibel med <i>sleep ● safe</i> avloppsslang och med <i>sleep ● safe</i> dräneringsset. Produkten är Svanenmärkt.
Material	Biofine®
Sterilisering	Ångsteriliserad
Hållbarhet	36 månader
Förpackningsmaterial	Papper och transparent film av polypropylen
Förpackningsstorlek	16 st.
Tillverkningsland	Italien