

stay ● safe® Dräneringsset



Produktnamn	stay ● safe® Dräneringsset
Benämning	Dräneringsset
Beställningsnummer	259 990 1
Apotekets varunummer	209226

Beskrivning	Sterilt dräneringsset på 3,7 liter. Avsedd för stay ● safe® systemet Produkten är Svanenmärkt.
Material	Biofine, propen, syntetiskt gummi, O-ringar i silikon
Längd	1200 mm
Diameter	5 mm (innerdiameter slang)
Sterilisering	Ångsterilisering
Hållbarhet	36 månader
Förpackningsmaterial	Påse av papper och plastfilm
Förpackningsstorlek	30 st.
Tillverkningsland	Vitryssland