

stay• safe® Kateteradapter



| | |
|----------------------|--|
| Produktnamn | stay• safe® Kateteradapter |
| Beställningsnummer | 284 321 1 |
| Beskrivning | Kateteradapter stay• safe® kopplas till den externa delen av peritonealdialyskatetern för att få en direktkoppling till PD-Paed systemet när ingen kateterförlängning används. |
| Material | Polyvinylidenfluoride, Polypropen, Silicon |
| Sterilisering | ETO |
| Hållbarhet | 36 månader |
| Förpackningsmaterial | Papper och Polyamid/polyeten-film |
| Förpackningsstorlek | 5 st. |
| Tillverkningsland | Tyskland |
| | ***OBS! Beställningsvara, ej returrätt*** |