


stay•safe® Kateterförlängning Luer-Lock



Produktnamn	stay•safe® Kateterförlängning Luer-Lock
Beställningsnummer	284 324 1 (25 cm) 284 318 1 (32 cm) 284 325 1 (40 cm)

Beskrivning	Silikonförlängning med inbyggd klämma. Bytes var sjätte månad.
Material	PP, PVDF, Silikon, POM, Pebax
Längd	25 cm, 32 cm alt. 40 cm
Innervolym 25 cm	2,5 ml
Innervolym 32 cm	3,0 ml
Innervolym 40 cm	3,6 ml
Sterilisering	ETO
Hållbarhet	36 månader
Förpackningsmaterial	Papper och transparent film av polyamid/polyeten
Förpackningsstorlek	5 st.
Tillverkningsland	Tyskland