

stay ●safe® Luer-Lock Set



Produktnamn	stay ●safe® Luer-Lock Set
Benämning	Luer-Lock Set
Beställningsnummer	259 991 1
Apotekets varunummer	203 002

Beskrivning	stay ●safe® Luer-Lock Set kan användas till lösningar som har Luer-Lock fattning på påse eller slang. Efter ihopkoppling med vald påse används stay ●safe® Luer-Lock Set som ett vanligt stay ●safe® dubbelpåsesystem. Maximal fyllnadsvolym 3,7 liter. Produkten är Svanenmärkt.
Material	Biofine®, PP, Silikon, Syntetiskt gummi
Sterilisering	Ångsteriliserad
Hållbarhet	36 månader
Förpackningsmaterial	Papper och en transparent film av polypropylen/polyamid
Förpackningsstorlek	30 st.
Tillverkningsland	Vitryssland