

stay•safe® Skyddshylsa **utan jod**



Produktnamn	stay•safe® Skyddshylsa utan jod
Beställningsnummer	284 601 1
Apotekets varunummer	201 168

Beskrivning	Steril skyddshylsa utan jod. Rekommenderas endast när kontakt med jod ska undvikas, dvs. om extremt små behandlingsvolymmer används eller vid risk för allergi. Används vid frånkoppling från PD-Paed Plus-systemet. Produkten är Svanenmärkt. Ej lagervara, längre leveranstid
Material	PP, Silikon
Sterilisering	Strålning
Hållbarhet	36 månader
Förpackningsmaterial	Papper och transparent film av polyamid/polyeten
Förpackningsstorlek	40 st.
Tillverkningsland	Tyskland