

stay●safe[®] Insats till hållare



| | |
|----------------------|--|
| Produktnamn | <i>stay●safe</i> [®] Insats till hållare |
| Beställningsnummer | F00006845 |
| Beskrivning | Insatsen sätts i mitten på hållaren. Hållaren med insats hjälper patienten under till- och frånkoppling. Kan återanvändas. |
| Material | ABS |
| Förpackningsmaterial | Polyeten |
| Förpackningsstorlek | 1 st. |
| Tillverkningsland | Tyskland |