

PD THERMOSAFE® plus



Produktnamn	PD THERMOSAFE® plus
Beställningsnummer	M 200 651
Beskrivning	Värmeplatta med integrerad timer för uppvärmning av PD påsar till kroppstemperatur. Effekt: 200W, Dubbelisolerad Storlek: 240 mm x 430 mm x 95 mm (B x L x H) Vikt ca 2,4 kg Ej lagervara, längre leveranstid
Förpackningsmaterial	Kartong och polyetylen
Förpackningsstorlek	1 st
Tillverkningsland	Tyskland